


## Tracoe Percutaneous Dilatation – REF 520

Tracoe Experc Set - Para la dilatación percutánea basada en la técnica Ciaglia.

### Descripción del producto

La traqueostomía percutánea por dilatación (TPD) se ha vuelto habitual en las unidades de cuidados intensivos. La técnica Ciaglia es ahora el método utilizado más ampliamente. El sistema Tracoe Experc se basa en esta técnica demostrada.

Los productos están adaptados al uso de cánulas de traqueostomía fenestradas y no fenestradas, incluidas cánulas con aspiración subglótica. Estas cánulas ya se suministran montadas en sus sistemas de inserción mínimamente traumáticos (cánulas P).



### Información general

Línea de productos	Traqueostomía percutánea por dilatación
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm
País de origen	Alemania
Manejo	2
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción

### Especificaciones de material

Material del dilatador corto	Polipropileno
Material del catéter-guía	Etileno propileno fluorado
Material del dilatador Experc	Poliuretano/PVC
Material del cable-guía	Nitinol y revestimiento de teflón
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



### Embalaje


Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	495 g
Dimensiones (ancho x alto x largo)	164 x 430 x 38 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Blistér duro sellado en una bolsa esterilizada

### Almacenamiento



### Certificación

Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIc
Marcado CE	
GMDN	14099
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K043160 / D020866
Número del artículo comercial global	04035324017263



## Alcance del suministro

- 1 Bisturí
- 2 Jeringa
- 3 Aguja de punción (14 G) con catéter de teflón
- 4 Cable-guía Seldinger fabricado en nitinol resistente a la torsión con introductor
- 5 Dilatador corto (14 Fr)
- 6 Catéter-guía con tope de seguridad
- 7 Dilatador TRACOE Experc con revestimiento hidrofílico
- 8 4 compresas



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
[www.atosmedical.com](http://www.atosmedical.com)



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España