

## Tracoe Kids Silcosoft – REF 361

Cánula de traqueostomía para neonatos y bebés, con extremo proximal más largo, fabricada en silicona

### Descripción del producto

A veces, la verdadera grandeza se demuestra en las cosas pequeñas. En nuestro grupo de productos Kids, disponemos de dos líneas de productos de cánulas de traqueostomía para niños: la probada y fiable Tracoe Mini, y las cánulas de silicona Tracoe Silcosoft. Las cánulas de traqueostomía de estas dos líneas se han desarrollado especialmente para neonatos, bebés y niños. Nos hemos centrado especialmente en el diseño de la placa y en el uso de materiales agradables.



### Alcance del suministro

- Obturador
- Correa del cuello
- Cuña de desconexión

### Información general

Línea de productos	Silcosoft
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso

### Embalaje

Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	100 x 154 x 52 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Blíster de poliéster termoplástico con papel médico



### Especificaciones de material

Material de la camisa/bobina de alambre	Silicona/nitinol
Material de la placa de cuello	Silicona
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



### Almacenamiento




Marcado CE	
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K172720

## Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID	OD	A	C	TL	OB	BA	Peso bruto	PL	Número del artículo comercial global
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	g	mm	
2.5	REF 361-2.5	2,5	4,4	3,2	26,8	30	32	120	164	15	4035324028160
3.0	REF 361-3.0	3,0	4,9	4,0	28,0	32	34	120	150	17	4035324028177
3.5	REF 361-3.5	3,5	5,4	5,0	29,0	34	37	120	151	20	4035324028184
4.0	REF 361-4.0	4,0	6,0	7,0	29,0	36	39	120	152	22	4035324028191

## Leyenda

<b>ID-IC</b>	Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna
<b>OD-OC bc</b>	Diámetro externo de la parte inferior de la camisa externa
<b>OD-OC bf</b>	Diámetro externo de la camisa externa detrás de la placa
<b>TL</b>	Longitud a lo largo de la línea central desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
<b>OB</b>	Longitud a lo largo de la curvatura externa desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
<b>BA</b>	Ángulo de curvatura
<b>CD</b>	Diámetro del balón
<b>PL</b>	Extremo proximal más largo



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España