

Tracoe Speaking Valves – REF 650-TO-C


Tracoe Phon Assist I Orange - Válvula de habla en color naranja para distinguirla mejor de otros accesorios

Descripción del producto

El habla es nuestro medio de comunicación más importante, por lo que perder la voz tras someterse a una traqueostomía afecta enormemente a la vida del paciente. La válvula de habla Tracoe Phon Assist I dispone de una resistencia de las vías respiratorias infinitamente ajustable y ofrece opciones terapéuticas como, por ejemplo, la desconexión de la ventilación, la estimulación de la región orofaríngea y la producción de la voz.



Información general

Línea de productos	Válvulas de habla
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	6 meses

Embalaje

Unidad de embalaje	5 unidades
Peso	41 g
Dimensiones (ancho x alto x largo)	272 x 49 x 113 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Dimensiones

Altura	38 mm
Diámetro (extremo de la máquina/extremo del conector del paciente)	26 mm/ 15 mm
Longitud (puerto de suministro de oxígeno)	10 mm

Especificaciones de material

Material del manguito	Silicona
Material de la carcasa	Polipropileno
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



Almacenamiento



Certificación

Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	Is
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	36071
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K043160 / D020866



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España