

Tracoe Twist Plus – REF 523

Doble fenestración, con conector de 15 mm (anillo de bloqueo azul)

Descripción del producto

Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist Plus se utilizan como cánulas de ventilación y terapéuticas con camisas internas en hospitales, clínicas de rehabilitación y entornos comunitarios. Una característica especial es la placa de cuello curvada, que se mueve en los ejes vertical y horizontal siguiendo los movimientos de la cabeza del paciente. Las finas paredes del tubo de las camisas internas y externas ofrecen una buena relación del diámetro interno-externo. Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist y Twist Plus están fabricadas en poliuretano (PU). El balón de baja presión está fabricado en PVC de calidad médica.



Alcance del suministro

- 3 camisa interna, con doble fenestración y conector de 15 mm

Información general	
Línea de productos	Twist Plus
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	N/A
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	5 semanas, desde el primer uso

Embalaje	
Unidad de embalaje	3 unidades
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	93 x 200 x 60
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material	
Material de la camisa externa	Poliuretano
Material de la placa de cuello	N/A
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1

Almacenamiento

Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K961449

Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID-IC	BA	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	Ø	g	
07	REF 523-07	7,0	100	42	4035324018277
08	REF 523-08	8,0	100	41	4035324018284
09	REF 523-09	9,0	100	42	4035324018291
10	REF 523-10	10,0	100	43	4035324018307

Leyenda

ID-IC Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna

BA Ángulo de curvatura



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España