

# Tracoe Twist – 506-X

## Camisas internas de repuesto fenestradas Tracoe Twist

### Descripción del producto

Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist se utilizan como cánulas de ventilación y terapéuticas con camisas internas en hospitales, clínicas de rehabilitación y entornos comunitarios. Una característica especial es la placa de cuello curvada, que se mueve en los ejes vertical y horizontal siguiendo los movimientos de la cabeza del paciente. Las finas paredes del tubo de las camisas internas y externas ofrecen una buena relación del diámetro interno-externo. Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist y Twist Plus están fabricadas en poliuretano (PU). El balón de baja presión está fabricado en PVC de calidad médica.



### Alcance del suministro

- 10 camisas internas fenestradas con conector de 15 mm

Información general	
Línea de productos	Twist
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	N/A
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	5 semanas, desde el primer uso

Embalaje	
Unidad de embalaje	10 unidades
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	272 x 61 x 113
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material	
Material de la camisa externa	Polipropileno
Material de la placa de cuello	N/A
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1

Almacenamiento	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K961449

## Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID-IC	BA	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	Ø	g	
04	REF 506-04-X	4,0	110	91	4035324018031
05	REF 506-05-X	5,0	100	91	4035324018048
06	REF 506-06-X	6,3	95	89	4035324018055
07	REF 506-07-X	7,3	95	92	4035324018062
08	REF 506-08-X	8,0	90	99	4035324018079
09	REF 506-09-X	9,0	90	101	4035324018086
10	REF 506-10-X	10,0	90	102	4035324018093

## Leyenda

**ID-IC** Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna

**BA** Ángulo de curvatura



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living  
atosmedical.com

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España