


Tracoe Twist – REF 506

Camisas internas de repuesto fenestradas Tracoe Twist

Descripción del producto


Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist se utilizan como cánulas de ventilación y terapéuticas con camisas internas en hospitales, clínicas de rehabilitación y entornos comunitarios. Una característica especial es la placa de cuello curvada, que se mueve en los ejes vertical y horizontal siguiendo los movimientos de la cabeza del paciente. Las finas paredes del tubo de las camisas internas y externas ofrecen una buena relación del diámetro interno-externo. Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist y Twist Plus están fabricadas en poliuretano (PU). El balón de baja presión está fabricado en PVC de calidad médica.



Alcance del suministro

- 3 camisas internas fenestradas con conector de 15 mm


Información general

Línea de productos	Twist
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	N/A
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	5 semanas, desde el primer uso

Embalaje

Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	93 x 200 x 60
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material

Material de la camisa externa	Polipropileno
Material de la placa de cuello	N/A
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1
	

STER.LE EO

Almacenamiento

	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K961449

Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID-IC	BA	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	°	g	
04	REF 506-04	4,0	110	32	4035324041015
05	REF 506-05	5,0	100	33	4035324041114
06	REF 506-06	6,3	95	35	4035324041213
07	REF 506-07	7,3	95	36	4035324041312
08	REF 506-08	8,0	90	37	4035324041411
09	REF 506-09	9,0	90	37	4035324058716
10	REF 506-10	10,0	90	38	4035324041510

Leyenda

ID-IC Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna

BA Ángulo de curvatura



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España